

Novelastic : compression homogène optimale

Thuasne enrichit son offre d'orthèses en néoprène grâce à Novelastic, une gamme de genouillère et chevillère proposant aux patients et aux sportifs une compression homogène et une stabilité de l'articulation renforcée pendant l'effort.



La genouillère Novelastic est indiquée dans le traitement fonctionnel des entorses des ligaments latéraux et croisés du genou et la reprise d'activité après une entorse grave. Son tissu élastique compressif améliore la proprioception et corrige l'instabilité chronique du genou grâce à un sanglage fonctionnel croisé « en 8 » et un baleinage latéral souple pour renforcer le maintien et offrir une stabilité optimale (de niveau 4). La zone de tricotage procure douceur et confort au niveau de la rotule et du creux poplité.

Prix de vente conseillé : 44,95 euros



La chevillère Novelastic est particulièrement adaptée pour le traitement fonctionnel des entorses bénignes et moyennes du ligament latéral externe ou interne, ainsi que la reprise du sport après entorse moyenne ou grave et après chirurgie. Elle améliore la proprioception grâce à un tissu élastique compressif. Egalement dotée d'un strapping « en 8 » étudié spécialement pour le maintien de l'articulation lors d'une pratique sportive, la chevillère dispose d'une surépaisseur plantaire pour assurer un confort et faire oublier le passage de sangle. Elle assure un équilibre de niveau 4 du mouvement.

Prix de vente conseillé : 24,95 euros



Thuasne Sport est une marque de Thuasne, leader européen du dispositif médical textile.

THUASNE  **Des ailes pour votre santé / Wings for your health**

Contacts presse : RE-ACTIVE
Gilles Muller / gillesmuller@re-active.fr
Saba Agri / saba@re-active.fr
01 40 22 63 19